

CM5176 Douche- Toiletstoel Gebruiksaanwijzing

SKAN-STAAL B.V.

1. Inleiding



Verrijdbare douche-toiletstoel met polyurethaan zitting, rug- en armleuningen. De clip-on zitting is af te nemen om het reinigen te vergemakkelijken. De opklapbare armleuningen vergemakkelijken transfers en afneembare en wegklapbare voetsteunen

Afmeting zitting 460 x 460 mm	Zithoogte 500 – 550 mm
Breedte 560 mm	Breedte tussen de armleuningen 445 mm
Diepte 860 mm	Wielen 125 mm

2. Inhoud

Frame douche-stoel, rugleuning, 4 x wielen, voetsteunen, 4 x castor pin clips, 2 x handwielen en een emmer

3. Montagehandleiding

Pak alle onderdelen uit de doos. Op het frame zitten 2 zwarte draaiknoppen, draai deze los en plaats de nokken van de rugleuning in de buizen waar de draaiknoppen zitten. Als deze volledig in de buis zitten draait u de knoppen vast. Plaats alle vier de wielen in de poten van het frame en plaats de clips in de poten om de wielen te vergrendelen. Plaats de voetsteunen door ze op de houders te plaatsen en vast te klikken.

4. Reinigen / schoonmaken

Dit product kan worden gereinigd met een mild desinfecterend schoonmaakmiddel of antibacteriële oplossing, Voorzichtigheid moet worden geboden in verband met eventuele bijwerkingen van de werkzame stoffen van de reinigingsmiddelen / chemicaliën die worden gebruikt, en hun toepasbare geschiktheid. Het materiaal is geschikt voor machinale reiniging / desinfecteren industriële reinigingsmachines tot 80 graden Celsius, maar grondig drogen van de stoel is een vereiste na het schoonmaken.

5. Onderhoud Eisen

Alle onderdelen, die kunnen worden gedemonteerd, moeten regelmatig, worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze nog steeds stevig op hun plaats zitten. Bijvoorbeeld of de knoppen van de rugleuning nog goed vastzitten. Na reiniging moet de stoel worden gedroogd.

6. Waarschuwingen / Speciale instructies

Bij enig teken van beschadiging of fouten, De STOEL NIET GEBRUIKEN.

De stoel heeft een maximaal gebruikersgewicht van 125KG (19Stone) en dit wordt geassocieerd met normaal gebruik en is bedoeld voor uitsluitend voor normaal gebruik.

Het is sterk aanbevolen dat een volledige risicoanalyse voor uitgifte en gebruik wordt uitgevoerd door de patiënt. Het product heeft een specifiek ontwerp en beoogd gebruik, maar de patiënt en de omgeving kan dit moeilijk te realiseren maken.

7. Garantie

Uw product wordt geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Het dekt fabricagefouten die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en de verstrekte gebruiksaanwijzingen zijn opgevolgd. Ogelopen schade door verkeerd gebruik zal niet onder deze garantie worden gedekt.

NIET GEBRUIKEN BIJ FOUT OF SCHADE

8. Verwijdering Regelingen

Voorafgaand aan verwijdering moet de stoel gereinigd worden volgens de plaatselijke regelingen. De stoel en / of de onderdelen kunnen worden verwijderd zonder enige mogelijke gevaren voor het milieu, mits de plaatselijke recycling regelingen worden gevolgd en aangehouden worden

9. Contactgegevens

Mocht u vragen heeft over dit product, neem dan in eerste instantie contact op met uw distributeur en anders kunt u contact opnemen met: Skan-Staal B.V. Mandermakerstraat 35a, 3194DA Hoogvliet, Netherlands, info@skanstaal.nl, 010 501 75 30