

Gebruiksaanwijzing

Mover



Overzichtstekening

1. Handvatten
2. Beugel voor houvast
3. Wegdraaibare zitting
4. Kniesteun
5. Beremde wielen
6. Voetenplaat
7. Onberemde wielen



Mover Flexi base



- a) Midden – gesloten
- b) Linker positie – Binnenkant van 45 cm tot 75,5 cm
- c) Rechter positie – Binnenkant van 57 cm tot 91,5 cm

Algemene Beschrijving

De Mover is een eenvoudig sta-op- en transfserhulpmiddel. De draaibare zittingen en kniesteun zijn gepolsterd, waardoor de Mover comfortabel aanvoelt voor de zorgvrager.

De Mover helpt de zorgverlener bij een snelle, stabiele en veilige transfer van de zorgvrager vanaf het bed naar een stoel of toilet of vice versa. De achterwielen kunnen worden vastgezet met de remmen.

De Mover is handig bij het verplaatsen van zorgvragers die moeite hebben met lopen of staan, met een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg.

De voeten worden op de stevige en stroeve voetenplaat geplaatst. Waarna de zorgvrager zich met behulp van de solide beugel zelf kan optrekken en gaan staan. Hierdoor wordt de zorgvrager aangemoedigd actief te blijven.

Deze opstahulp is speciaal ontworpen voor het gebruik in natte ruimten en past om de meest gangbare toiletten en valt binnen de wielen van de meest gangbare (rol)stoelen.

De Mover is en vrijwel onderhoudsarm hulpmiddel. Laat regelmatig de wielen en jaarlijks de constructie controleren.



Mover Flexi Base



Mover Flexi Base met verstelbare pootspreiding. Deze is in 3 posities in breedte verstelbaar.



De zitondersteuning draait eenvoudig naar buiten en naar binnen, als zitondersteuning voor de zorgvrager.

Veiligheidsvoorschriften

Voor de veiligheid van de zorgverlener en de zorgvrager dient de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen te worden. Controleer de Mover regelmatig op loszittende delen te controleren en verwijder regelmatig het vuil tussen de wielen. Het gewicht van de te tillen persoon mag niet de 150 kilogram overschrijden. Verplaats niet meer dan één persoon tegelijk met de Mover.

In geval van molest, achterstallig onderhoud of onjuist gebruik kan het ATO FORM B.V. niet verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane schade en de eventuele hieruit voortvloeiende gevolgschades.

Gebruik

De Mover is ontworpen voor een snelle, gemakkelijke en vooral veilige verplaatsing (transfer). Gebruik voorkomt fysieke overbelasting bij verzorgend personeel. Het maximale gebruikersgewicht is 150 kg.

De Mover is een ergonomisch en compacte verrijdbare actieve opstaphulp en is bedoeld voor mensen met geringe beenkracht en enige rompbalans maar moeilijk of niet kunnen lopen. Deze tilmomenten kunnen in één ruimte plaatsvinden of in meerdere ruimtes, bijvoorbeeld van stoel naar toilet, waarbij de afstand met de Mover overbrugd wordt.

De Mover is vanwege de kleine draaicirkel geschikt voor kleinere ruimtes. De Mover is eenvoudig in gebruik.

Bedieningsinstructie



Stap 1. De Mover heeft de zittingen omhoog gedraaid staan.



Stap 2. De zorgvrager zet de voeten (eventueel met hulp) op de voetenplaat. LET OP! Zet de Mover eerst op de rem alvorens u de zorgvrager contact laat maken met de Mover.



Stap 3. De zorgvrager zet de handen voor houvast op de beugel.



Stap 4. De zorgvrager komt (eventueel met hulp) tot staan. Zorg ervoor dat de zorgvrager de beugel niet loslaat!



Stap 5. De zorgverlener draait de zittingen onder de zorgvrager.



Stap 6. De zorgvrager kan gaan zitten (eventueel met hulp). Let op! Plaats de knieën tegen de kniesteun voor comfort.



Stap 7. Haal de Mover van de rem af. De zorgvrager kan verplaatst worden.

Transport en opslag

De Mover dient te worden opgeslagen in een droge ruimte waarin geen extreme temperaturen voorkomen.

Reiniging en desinfecteren

Let op! Pas geen chemische reiniging toe op de Mover! U kunt de Mover het beste schoonmaken met een klam vochtige microvezel doek of handwarm water met een sopje en een licht vochtige doek. Reinig de Mover direct wanneer er vuil op het oppervlak terecht komt, bijvoorbeeld opgedroogd vloeistof of materiaal achtergebleven door stoten of schrammen tijdens verplaatsen. Wij raden u aan agressieve schoonmaakproducten en zuren te vermijden. Reinig de wielen regelmatig en verwijder regelmatig vuil tussen de wielen, zoals haren en stof.

Onderhoud en revisie

Voor de bescherming van de garantie en veiligheid is het belangrijk dat er regelmatig en één keer per jaar vanaf de datum van aankoop onderhoud wordt gepleegd aan de Mover. Het wordt aanbevolen om service afspraken te maken. De fabrikant verstrekt op verzoek de onderhoudschecklist. Neem contact op met uw verkoper om onderhoud te plegen aan uw Mover.

Onderhoudschecklist

Wielen

- Geen schade of slijtage
- Vastzittend

Remmen

- Niet vet of vuil
- Volledig remeffect
- Geen tekenen van beschadiging of slijtage

Frame

- Metalen onderdelen; geen tekenen van beschadiging of slijtage, vooral niet op verstelbare onderdelen
- Zijn lassen intact
- Schroeven, moeren, veren e.d. veilig werkend.
- Vervanging van onderdelen in geval van tekenen van slijtage
- Geen tekenen van beschadiging of slijtage aan de veiligheidselementen voor de zorgvrager.

Bekleding

- Geen teken van slijtage

Technische details

Mover		Standard	Small	Flexi Base	Flexi Base Electric
Artikelnummer		KA-UM-2121	KA-UM-123	KA-UM-2145	KA-UM-2181
Lengte	cm	96,0	96,0	93,0	94,0
Maximaal breedte	cm	64,0	64,0	64,0	64,0
Breedte voorpoten	cm		35,0		
Hoogte	cm	104,0	104,0	105,0	105,0
Hoogte verstelling (jib)	cm	–	–	–	102,5 – 149,5
Frame verstelling	cm	–	–	handbediening	elektrisch
Frame breedte (binnenkant) ¹	cm	–	–	45,0; 64,0; 83,0	44,0 – 85,0
Frame breedte (buitenkant) ¹	cm	–	–	58,0; 77,0; 97,0	58,0 – 97,0
Diameter zwenkwielen	mm	75	75	75	75
Elektrische aansluiting	Volt	–	–	–	24
Totaalgewicht	kg	27,0	27,0	33,0	44,0
Maximaal gebruikersgewicht	kg	150,0	150,0	150,0	150,0

¹Bij de toegang, tolerantie +/- 2%