



Joerns  
**Oxford®**

## **User Instruction Manual**


### **Oxford® Comfort Sling (Including Comfort Pad®)**

To avoid injury, read user manual prior to use. For alternative languages, contact your authorised service provider.

## **Gebruikershandleiding**

### **Oxford® Comfort tilband (Inclusief Comfort Pad®)**

Lees voor gebruik de handleiding om letsel te voorkomen. Neem voor andere talen contact op met uw erkende dienstverlener.



## Introduction

The Oxford® Comfort sling is an easy fit, contoured sling designed to accommodate the majority of clients. For use in conjunction with a 4-point positioning cradle, the unique clip system ensures no inadvertent detachment of the sling.

## Special Sling Orders

On occasions, material, dimensional and other changes outside of the standard specification are requested. Please be advised, that aside of any model specific references, fitting, washing and safety guidelines remain applicable. If you are in any doubt, please contact your authorised Oxford service agent or Joerns Healthcare directly.

## Statement of Intended Use

A sling is an item of moving and handling equipment that is used with a mechanical lift in order to facilitate the transfer of a patient. It comprises a specially designed and constructed piece of fabric that is placed under and/or around a patient before being attached to the spreader bar/cradle of a lift to raise, transfer and lower the patient. When selected and used correctly, a sling and lift combination will achieve a safer transfer and reduce the risks associated with manual handling.

It is the responsibility of a competent person to conduct a thorough risk assessment prior to using any sling, to ensure that the sling choice, method of positioning in the sling and procedure for transfer has been correctly determined for the patient. For further guidance, please contact your authorised Oxford Service Provider or Joerns Healthcare.

**FOR USE WITH PASSIVE LIFTS ONLY.**

## Expected Service Life

The expected service life of an Oxford sling will vary dependent on use and following the care and washing instructions provided in the user guide. Factors such as wash temperature, detergents, frequency of use and patient weight will impact on the lifetime of your sling. Joerns Healthcare recommend that slings are checked each and every time prior to use to ensure the safety of the patient. Bleached, torn, cut, frayed or broken slings are unsafe and must be discarded and replaced. It is a requirement under LOLER (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998) that slings are thoroughly checked and passed fit for use. For further advice, please contact your authorised Oxford Service Provider or Joerns Healthcare.


## Serious Incident Reporting

In the event of a serious incident taking place during use of this product, affecting the patient and/or caregiver, it must be reported to the product manufacturer or authorised distributor. Should the incident take place within the European Union (EU), it must also be reported to the local competent authority within the member state.

## **⚠ WARNING**

- **OXFORD RECOMMENDS THE USE OF GENUINE OXFORD PARTS.** Oxford sling and lift products are designed to be compatible with one another. For country specific guidance on sling use and compatibility, please refer to the sling label or contact your local market distributor or Joerns Healthcare.
- For the safety of the patient and carer; before using a sling a full risk assessment must be conducted to ensure that the correct sling choice, method of positioning in the sling and procedure for transfer has been determined for the patient.
- **CHECK** sling and stitching before each use. Using bleached, torn, cut, frayed or broken slings is unsafe and could result in serious injury or death to the patient.
- **DO NOT** alter slings. Destroy and discard worn slings.
- **NEVER** leave a patient unattended.
- **DO NOT** exceed the rated capacity of the sling or lift.
- **DO NOT** attempt to re-position a patient by pulling on the sling loops.


## Fitting the Sling from a Seated Position



The comfort sling is fitted to the patient in the traditional way. Fitting from the seated position requires the carer to raise the client's leg and feed the leg support piece under and up between the legs. Repeat this procedure for other leg. Ensure the sling is not twisted or creased under the thigh. Bring both leg pieces together and feed through the modesty strap.

Position the rear section of the sling up and around the shoulders and head, the client is then ready for lifting.

## Fitting the Sling from a Lying Position




Safely position the client onto the sling, ensuring that the commode aperture is at the base of the spine. Position the cradle as shown opposite and the client is ready for lifting.

### **GOLDEN TIPS**


- 1. THE CLIENT'S POSTURE CAN BE ALTERED BY PUSHING DOWN ON CRADLE PIVOT HANDLE.**
- 2. ATTACH CLIPS TO THE CRADLE.**

## Fitting the Sling to the 4-Point Cradle



When fitted to the patient, the sling is connected to the 4-point cradle by using the secure clip system (step by step guide as follows).

### Attachment




1. Hook clip onto cradle attachment point.
2. Pull downwards to lock into place and confirm secure attachment before lifting.

### Removal



1. Slide the release lever right to left and lift the clip up from the attachment point.
2. Remove the clip from the cradle.



The Comfort Pad must be applied as it provides additional comfort and support to the client. Do not lift without the Comfort Pad correctly in position. The Comfort Pad is available in different thicknesses providing increased levels of support/comfort.

## Technical Specifications

STANDARD	BS EN ISO 10535
----------	-----------------



This product is a Medical Device in accordance with EU Medical Device Regulation 2017/745.

## Sizing & Safe Working Load

SIZE	Comfort (Polyester)	Comfort Padded (Polyester)	Comfort (Net)
PAEDIATRIC (BROWN)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
SMALL (RED)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
MEDIUM (YELLOW)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
LARGE (GREEN)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
EXTRA LARGE (BLUE)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg

For more information on sling dimensions, please contact us. For guidance on sling application, visit [www.oxfordslingsselector.co.uk](http://www.oxfordslingsselector.co.uk).

## Washing Instructions & Safety Checks



Machine wash at 85°C.



DO NOT wash with bleach. Bleach will damage the sling's material and make it unsafe for use.



Cool tumble dry, air dry or dry at very low temperature.



DO NOT dry clean.



### **⚠ WARNING**

Slings can suffer damage during washing and drying and should be checked carefully before each use. Scan QR code or [click here](#) for important sling safety checks and information.

**PLEASE NOTE:** Additional slings are available to meet individual patient needs. We advise that you always seek the advice of a trained clinician, authorised Oxford distributor or Joerns Healthcare prior to purchase or use.

## End of Life Disposal

Slings and associated material accessories should be sorted as combustible waste in accordance with local or national regulations.

## Inleiding

De Oxford® Comfort tilband is een gemakkelijk passende tilband met contouren en zodanig ontworpen dat hij voor het merendeel van patiënten geschikt is. Het unieke clip-systeem voor gebruik in combinatie met een 4-punts positioneringspreidstang garandeert dat de tilband niet onbedoeld los raakt.

## Speciale bestellingen tilbanden

Soms wordt verzocht om tilbanden te vervaardigen die afwijken van de standaardspecificaties qua materiaal, maten of overige kenmerken. Wees erop bedacht dat naast aanbevelingen die specifiek voor bepaalde modellen gelden, richtlijnen betreffende bevestiging, reiniging en veiligheid van toepassing blijven. Neem bij twijfel altijd contact op met uw erkende Oxford dealer, of rechtstreeks met Joerns Healthcare.

## Verklaring van bedoeld gebruik

Een 'sling' is een onderdeel van een bewegend apparaat dat wordt gebruikt met een mechanische lift om de verplaatsing van een patiënt mogelijk te maken. Het bevat een speciaal ontworpen en gefabriceerd stuk materiaal dat onder en/of rond een patiënt wordt geplaatst voordat het aan het juk (spreidstang) of de wieg van een lift wordt bevestigd, om een patiënt op te tillen, te verplaatsen of omlaag te brengen. Wanneer de juiste keuze wordt gemaakt en de sling en lift correct worden gebruikt, biedt deze combinatie een veilige manier om een patiënt te verplaatsen en worden de risico's die samenhangen met handmatige verplaatsing verminderd.

Er moet een zorgvuldige risicobeoordeling worden uitgevoerd door een deskundig persoon voordat de sling wordt gebruikt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de controle of de keuze van de sling en de manier waarop deze wordt geplaatst en gebruikt voor de verplaatsing, op de juiste wijze is bepaald voor de patiënt. Voor verdere begeleiding kunt u contact opnemen met uw erkende Oxford serviceaanbieder of Joerns Healthcare.

**UITSLUITEND VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET PASSIEVE LIFTEN.**

## Verwachte levensduur

De verwachte levensduur van een Oxford sling hangt af van het gebruik en de mate waarin de onderhouds- en wasvoorschriften worden opgevolgd die in de gebruikershandleiding worden gegeven. De levensduur van de sling wordt beïnvloed door factoren zoals de temperatuur waarop en het wasmiddel waarmee wordt gewassen, de frequentie van het gebruik en het gewicht van de patiënt. Joerns Healthcare adviseert de sling voor ieder gebruik te controleren om de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Verbleekte, gescheurde, gerafelde of kapotte slings zijn onveilig en moeten worden weggegooid en vervangen. Het is een vereiste volgens de Britse 'Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998' (LOLER, Regelgeving inzake Gebruik en Liftapparatuur) dat slings grondig worden gecontroleerd en geschikt worden verklaard voor gebruik. Voor meer advies kunt u contact opnemen met uw erkende Oxford serviceaanbieder of Joerns Healthcare.


## Melden van ernstige incidenten

Wanneer tijdens gebruik van dit product een ernstig incident heeft plaatsgevonden, waarbij de patiënt en/of zorgverlener betrokken was/waaren, moet dit aan de fabrikant van het product of de erkende distributeur worden gemeld. Indien dit incident heeft plaatsgevonden binnen de Europese Unie (EU), moet het ook aan de bevoegde autoriteit binnen de lidstaat worden gemeld.

## **A** WAARSCHUWING

- **OXFORD adviseert het gebruik van originele oxford onderdelen. Oxford tilbanden en liftproducten zijn zodanig ontworpen dat ze met elkaar kunnen worden gecombineerd. Voor landspecifieke richtsnoeren betreffende het gebruik van sling en de combineerbaarheid, wordt verwezen naar het label in de tillift, of u kunt contact opnemen met uw distributeur of Joerns Healthcare.**
- **Met het oog op de veiligheid van de patiënt en verzorger: voor gebruik van een tilband moet er een volledige risicobeoordeling worden uitgevoerd om te waarborgen dat de juiste tilband en positioneringsmethode hiervoor is gekozen, en dat de voor de patiënt juiste procedure voor de transfer is bepaald.**
- **Controleer de tilband en het stiksel voor elk gebruik. Het gebruik van verkleurde, afgeknipte, gescheurde, rafelige of kapotte tilbanden is onveilig en kan leiden tot ernstig letsel of overlijden van de patiënt.**
- **Verander niets aan de tilbanden. Vernietig versleten tilbanden en gooi ze weg.**
- **Laat een patiënt nooit zonder toezicht achter.**
- **Overschrijd nooit het nominaal vermogen van de tilband of lift.**
- **PROBEER NOOIT een patiënt in een andere positie te plaatsen door aan de lussen van de tilband te trekken.**


## Aanbrengen van de tilband bij een patiënt in zittende positie



De Comfort tilband wordt op de gebruikelijke wijze om de patiënt aangebracht. Wanneer de tilband in een zittende positie wordt aangebracht, moet de zorgverlener de voeten en benen van de patiënt optillen en het deel dat de benen ondersteunt, onder en omhoog tussen de benen doorhalen. Herhaal deze procedure voor het andere been. Zorg ervoor dat de tilband onder de dijbenen niet gedraaid of gevouwen is. Breng de beide delen naar elkaar toe en doe het rechterbeen door de band die zich op het andere been bevindt.

Trek de achterzijde van de tilband omhoog en plaats deze rond de schouders en het hoofd. Nu is de patiënt klaar om te worden opgetild.

## Aanbrengen van de tilband bij een patiënt in liggende positie




Plaats de patiënt veilig op de tilband, waarbij de toiletopening zich onderaan de ruggengraat bevindt. Plaats de 4-puntsspreidstang zoals op de bladzijde hiernaast wordt getoond, en de patiënt is klaar om te worden getild.

### **GOUDEN TIPS**


- 1. DE HOUDING VAN DE PATIËNT KAN WORDEN GEWIJZIGD DOOR DE DRAAIHENDEL OP DE 4-PUNTSSPREIDSSSTANG OMLAAG TE DUWEN.**
- 2. BEVESTIG DE CLIPS AAN DE 4-PUNTSSPREIDSSSTANG.**

## Bevestiging van de tilband aan de 4-puntsspreidstang




Nadat de tilband bij de patiënt is aangebracht, wordt deze met het veilige clipsysteem aan de 4-puntsspreidstang vastgemaakt (stap-voor-stap-uitleg staat hieronder).

### Bevestiging




1. Bevestig de clip aan het bevestigingspunt van de spreidstang.
2. Trek naar beneden om te vergrendelen en controleer of de vergrendeling vast zit en veilig is voordat wordt begonnen met tillen.

### Verwijderen



1. Schuif de ontgrendelingshendel van rechts naar links en til de clip op uit het bevestigingspunt.
2. Verwijder de clip van de spreidstang.



De Comfort Pad moet worden gebruikt omdat dit de patiënt extra comfort en ondersteuning biedt. Til de patiënt niet op zonder dat de Comfort Pad zich in correcte positie bevindt. De Comfort Pad is beschikbaar in verschillende diktes die toenemende gradaties steun/comfort bieden.



## Technische specificaties

STANDAARD	BS EN ISO 10535
-----------	-----------------



Dit product is een medisch hulpmiddel in overeenstemming met de EU-verordening Medische hulpmiddelen 2017/745.

## Maatvoering & Veilige belasting

MAAT	Comfort (Polyester)	Comfort Gepolsterd (Polyester)	Comfort (Net)
KINDERMAAT (BRUIN)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
SMALL (ROOD)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
MEDIUM (GEEL)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
LARGE (GROEN)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg
EXTRA LARGE (BLAUW)	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg	500lbs / 227kg

Neem voor meer informatie over de maatvoering van tilbanden contact met ons op. Voor richtlijnen betreffende de toepassing van tilbanden verwijzen we naar [www.oxfordslingselector.co.uk](http://www.oxfordslingselector.co.uk).

## Wasinstructies & Veiligheidscontroles



Machinewasbaar op 85°C.



GEEN bleekmiddel gebruiken bij het wassen. Bleekmiddel beschadigt het materiaal van de tilband en maakt deze onveilig voor gebruik.



Drogen aan de lucht, of op lage temperatuur (koud) in de droogtrommel.



NIET chemisch reinigen.



### ⚠ WAARSCHUWING

Tijdens het wassen en drogen kunnen tilbanden beschadigd raken. Ze moeten daarom voor ieder gebruik steeds zorgvuldig worden gecontroleerd. Scan de QR-CODE of [klik hier](#) voor belangrijke veiligheidscontroles en informatie betreffende de tilband.

**MERK OP:** Er zijn meer types tilbanden leverbaar om aan de individuele behoeften van patiënten te voldoen. We adviseren altijd om voor aankoop of gebruik een hiertoe opgeleide arts, erkende Oxford distributeur of Joerns Healthcare te raadplegen.

## Afvalverwerking


Tilbanden en gerelateerde accessoires moeten volgens lokale of nationale regelgeving als brandbaar afval worden gesorteerd.

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

---

Joerns Healthcare Limited

 Drakes Broughton Business Park, Worcester Road

Drakes Broughton, Pershore, Worcestershire

WR10 2AG United Kingdom

Tel: 0344 811 1156

[info@joerns.co.uk](mailto:info@joerns.co.uk) • [www.joerns.co.uk](http://www.joerns.co.uk)