

1 | MMO 8000z

HOOG-LAAG BED SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR OBESE PATIENT

Het MMO 8000Z bed is een multifunctioneel bed met praktische functies, welke essentieel zijn voor het herstel van de obese patiënt en de werkergeronomie van de verzorging. Het bed is speciaal ontworpen voor het bieden van maximaal comfort en beschikt over een uniek centraal beremingsysteem. De extra lage stand van het bed biedt optimale veiligheid en geeft preventief bescherming bij vallen. Door middel van één knopsbediening kunt u het bed automatisch in semi-fowlerhouding plaatsen. Vervolgens zal de rugsteunverstelling naar 45° gaan en aansluitend zal het bed in stoelstand komen. De unieke terugwaarts glijdende rugsteun vermindert druk- en schuifkrachten in bed. De 3/4 beddekken zijn makkelijk uitneembaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen ligvlak: 200 x 100/ 110/ 120 cm
- Afmetingen bed: 214 x 115/ 125/ 135 cm
- Optioneel geïntegreerde bedverlenging (20 cm)
- Laag/hoogbereik: 21 tot 83 cm
- (anti) Trendelenburg: +/-14°
- Rugsteunverstelling tot 70°, stopt automatisch bij 30° en 45°.
- D.m.v. éénknopsbediening in semi-fowlerhouding, zitpositie en stoelstand
- Elektrische bovenbeenverstelling: 30°
- Maximaal gewicht : 340 kg (inclusief matras en toebehoren)

BASISCONFIGURATIE

- Vlakke noodstand van de rugleuning
- CPR bediening zorgt voor horizontaal ligvlak
- Handbediening met kabel en 5 selecteerbare standen
- Vaststellen individueel gewenste hoogte om in- en uit bed te stappen
- Elektrische hoogterverstelling
- Terugwaarts glijdende rugsteun van 23 cm
- Handmatige onderbeenverhoging (6 standen) tot 20°
- 4 steunen voor infuusstandaard: 2 bij hoofdeind en 2 bij voeteneind
- Papegaai links en rechts bij het hoofdeinde te plaatsen
- 8 dubbele zwenkwielen (Ø 100 mm) met geïntegreerde remmen
- Hoofd- en voetschotten zijn volledig van polyethyleen of bestaan uit een metalen frame met plaatwerk (leverbaar in diverse kleuren)
- De MMO 8000z is leverbaar met 3/4 uitneembare beddekken



VERMINDERT HET RISICO OP VALLEN

- + Ultra lage stand van 21 cm met automatisch remsysteem
- + Makkelijk wendbaar dankzij de 8 multidirectionele wielen
- + In- en uitstaphoogte handmatig instelbaar



EENVOUDIG EN COMFORTABEL POSITIONEREN EN MOBILISEREN VAN PATIËNTEN

- + Minder druk- en schuifkrachten
- + Makkelijk eten op bed
- + Maakt het in- en uitstappen eenvoudiger



VERZEKERT VAN DUURZAME ZORG

- + Universeel platform welke voldoet aan de wensen van elke zorgomgeving
- + Tijd- en kostenbesparing in bedonderhoud
- + Makkelijk te reinigen

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in model afwijken van het geleverde product.

