

Bedverhogers

Eenvoudig ophogen van uw bed

Eenvoudig in en uit bed

Bedverhogers worden gebruikt om eenvoudiger in en uit bed te stappen of om het bed op een goede werkhoogte (gewenste hoogte voor verzorging uit bed is 80 cm) te brengen voor de zorgverlener.

Stabiel en sterk

De bedverhoger bestaat uit een set van vier gelakte metalen standaards met een open vierkant grondvlak en gesloten kleiner vierkant aan de bovenzijde. Het kleine vierkant heeft twee ronde en twee rechthoekige uitsparingen waar de poten van het bed in kunnen vallen.



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.

Technische gegevens

Max belasting	150 kg per bedverhoger
Hoogte bedverhogers	28 - 32 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.