

Infuusstandaard op wielen


Mobiel inzetbaar

De verrijdbare infuusstandaard wordt gebruikt voor het ophangen van infuus- en voedingsvloeistof.

Praktisch in gebruik

De lichtgewicht infuusstandaard is in hoogte verstelbaar en voorzien van 4 haken. Op twee van de vijf zwenkwielen zijn remmen bevestigd. De infuusstandaard is deelbaar in twee delen, waardoor gemakkelijk te vervoeren.

Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.



Technische gegevens

Max belasting	16 kg
Toegestaan gewicht per haak	4 kg
Maximale hoogte	240 cm
Buitenafmeting	Ø 54 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.