


Windring

Verlicht pijn bij zitten

Comfortabel zitten

Wanneer u last heeft van bijvoorbeeld aambeien, pijn aan de stuit, hechtingen na bevalling, biedt de windring verlichting bij het zitten. De windring is eenvoudig op te blazen naar de gewenste stevigheid en heeft een uitsparing in het midden, waardoor u comfortabel kunt zitten.

Wordt geleverd inclusief opblaaspompje.



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.

Technische gegevens

Max belasting	100 kg
Diameter	45 cm
Materiaal	stevig rubber

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.