

## Badplank

Veilig in-en uit bad stappen

### Gebruiksvriendelijk

Kunststof badplank met handgreep, verstevigd met hout aan de onderzijde. De pootjes zijn instelbaar zodat de badplank tussen de meest gangbare baden past. De badplank is eenvoudig door uzelf te bevestigen, eraf te halen en schoon te maken.



*Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.*

### Technische gegevens

Max belasting	190 kg
Gewicht	1.8 kg
Max breedte	71 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.