

Bedbeugel

Voor een veilige transfer in en uit bed

Extra steun in en rond het bed

Bedbeugels geven steun bij het in en uit bed komen of bij het anders gaan liggen in bed. Bedbeugels bieden ook houvast bij het overeind komen en gaan liggen. De beugel is voorzien van een rubberen laag zodat er een goede grip ontstaat. De bedbeugel is leverbaar met een enkele of dubbele handgreep.

Eenvoudig te plaatsen

De bedbeugel is geschikt voor bedden met een bedombouw of bedhek. Hij bestaat uit losse onderdelen die door middel van drukknoppen eenvoudig in elkaar geschoven kunnen worden. Een korte fixeerbands wordt meegeleverd. Hiermee kan de bedbeugel aan een spiraal- of lattenbodemp worden bevestigd.



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.

Technische gegevens

Max belasting	100 kg
Gewicht	2.6 kg
Breedte	51 cm
Lengte	88 cm
Greephoogte	42 - 53 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.