

Bedheffer (vloerpapegaai)

Zelfstandig verplaatsen in bed

Veilig en met minder inspanning

Vrijstaande metalen bedheffer, ook wel vloerpapegaai genoemd, op H-voet, die helpt om zelfstandig te gaan verliggen, te draaien of rechtop te gaan zitten in bed.

Instelbare triangel

De bedheffer bestaat uit 2 delen, te weten een H-voet en een staander. De staander heeft diverse bevestigingsgaten voor de triangel (handvat). De triangel is instelbaar.

De bedheffer wordt compleet geleverd met in hoogte stelbare nylonband en triangel (beugel), een haak ter bevestiging van de nylonband en 2 sterknoppen ter bevestiging van de staander. Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar.



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.

Technische gegevens

Max belasting	125 kg
Hoogte van de triangel	179 - 210 cm
Voetmaat	B)88 x (L)88 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.