

## Douche-toiletstoel

Veilig en comfortabel

### Functioneel

Vrijrijdbare lichtgewicht douche/ toiletstoel met 4 beremde zwenkwielen. De zitting, rug en armleuning bestaan uit waterafstotende zachte bekleding en bieden een comfortabel zitcomfort. De armsteunen kunnen naar achteren worden weggeklapt om zijdelings transfereren te vereenvoudigen.

De stoel heeft een afneembare rugleuning en wegzwenkbare beensteunen met enkelscharnier. De stoel wordt geleverd inclusief toiletemmer met deksel.

*Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.*



### Technische gegevens

Max belasting	130 kg
Gewicht	13 kg
Zithoogte (instelbaar)	53 cm
Zitbreedte	46 cm
Zitdiepte	46 cm
Hoogte armleuning	20 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.