

Douchestoel

In hoogte verstelbare lichtgewicht douchestoel

Veilig zittend douchen

De comfortabele lichtgrijze polypropyleen zitting en rug zorgen voor een aangenaam zitcomfort. De zitting is voorzien van gaatjes en gleuven om overtollig water af te voeren. De anti-slip doppen zorgen voor een optimale veiligheid.

De zithoogte is eenvoudig, met clips, in te stellen.



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.

Technische gegevens

Max belasting	150 kg
Zithoogte	43 - 64 cm
Zitbreedte	41 cm
Gewicht	3.6 kg
Hoogte armleuning	56 - 77 cm
Ruimte tussen armsteunen	50 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.