

Drempelhulp

Voor gebruik in huis


Extra veiligheid in huis

Een drempelhulp is de perfecte oplossing voor het overbruggen van lage tot middelhoge obstakels. Een drempelhulp maakt het mogelijk om binnenshuis veilig en zonder veel extra kracht over een drempel te lopen of te rijden met een rollator, rolstoel of scootmobiel.

Eenvoudig in gebruik

De drempelhulp is volledig gebruiksklaar inclusief bevestigingsmateriaal. U kunt de hoogte door een gepatenteerd systeem tot 2 mm extra verstellen. De drempelhulp is voorzien van een ant-slip bovenlaag.

De drempelhulp set is voor één zijde, in de meeste gevallen heeft u twee sets nodig.



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.

Technische gegevens

Breedte	75 cm
Diepte	13.5 cm
Hoogte	1.8 / 3.6 / 5.4 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.