

Loophulp

Vouwbare, lichtgewicht loophulp

Ontlast gewrichten

De loophulp is geschikt voor volwassenen die moeite hebben met lopen of problemen krijgen bij lang staan. Het lichaamsgewicht wordt door het zadel van de loophulp gedragen, dit ontlast de beengewrichten. Het lopen kost hierdoor minder moeite, waardoor men langere afstanden kan afleggen.

Opvouwbaar

Daarnaast is de loophulp opvouwbaar en licht in gewicht, zodat deze eenvoudig mee te nemen is in de auto, bus, trein of vliegtuig. De loophulp is zeer wendbaar door het compacte formaat en de twee kleine stevige wielen.

Lage instap

De loopfiets heeft een zeer lage instap; zonder dat men het been hoog op hoeft te tillen kan men gaan zitten.



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.

Technische gegevens

Max belasting	100 kg
Gewicht	9 kg
Binnenbeenlengte	70 - 95 cm
Instaphoogte	22 cm (aanpasbaar)
Framehoogte	47 cm (aanpasbaar)
Max lengte	113 cm
Max breedte	55 cm
Wielmaat	12.5 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.