

Rugsteun

Ondersteunt en ontlast de rug

Comfortabele houding

De rugsteun is verstelbaar in vijf standen en extra comfortabel in combinatie met het kleine hoofdkussen. De ademende gaasstructuur van het materiaal voorkomt transpireren.

Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.



Technische gegevens

Max belasting	100 kg
Gewicht	3 kg
Diepte	49 cm
Hoogte	55 cm
Breedte	50 cm
Totale breedte	62 cm
Max instelbare hoek	25° - 75°

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.