

Bedtafel

In hoogte verstelbaar, kantelbaar tafelblad

Ideale oplossing voor eten, lezen of werken in bed

De verrijdbare bedtafel is eenvoudig onder het bed te schuiven en in de juiste positie te brengen. Het tafelblad is in hoogte- en hoekverstelbaar door middel van twee knoppen. De vier wielen zijn voorzien van remmen.

Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.



Technische gegevens

Afmeting tafelblad	60 x 40 cm
Breedte	60 cm
Hoogte (instelbaar)	70 tot 115 cm
Materiaal tafelblad	houtfineer

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.