

## Draaischijf met handgreep

Gecontroleerde, veilige transfer

### Ondersteuning bij veilige transfers

Deze transferhulp ondersteunt zowel gebruiker als zorgverlener bij een veilige en eenvoudige transfer van de ene naar de andere zittende positie. De transferhulp biedt een goede werkhouding voor de zorgverlener en reduceert daarmee de kans op overbelasting. De zachte onderbeensteunen bieden zijdelingse ondersteuning en zijn eenvoudig instelbaar tot de gewenste hoogte.

### Eenvoudig in gebruik

De transferhulp is eenvoudig in gebruik; instellen van de handgriephoogte en de onderbeensteunen volstaat om de transferhulp te kunnen gebruiken. De transferhulp kan zonder problemen worden gebruikt op verschillende ondergronden en zelfs op tapijt.

*Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.*



### Technische gegevens

Max belasting	200 kg
Hoogte onderbeenondersteuning	15 cm
Breedte onderbeenondersteuning	38 cm
Gewicht	8 kg

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.