

## Draaischijf

Gecontroleerde, veilige transfer

### Vergemakkelijkt het draaien

Een draaischijf ondersteunt eenvoudig en veilig in de stahouding een kwartslag of een halve slag te draaien. De draaischijf is voorzien van een antislip laag.

### Ontlast de rug

Het gebruik van de draaischijf voorkomt bij de zorgverlener overbelasting van de rug. De persoon die wordt verplaatst, ondervindt ook minder belasting. De draaischijf is eenvoudig mee te nemen.



*Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.*

### Technische gegevens

Max belasting	125 kg
Diameter	40.5 cm
Gewicht	1 kg

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.