

## Rolstoel

### Compact, vouwbare rolstoel met voetensteun

#### Mobiel en onafhankelijk

De rolstoel is bedoeld voor mensen die moeilijk of niet kunnen lopen. Te gebruiken zowel binnen als buitenshuis. De gebruiker kan de rolstoel zelf voortbewegen of laten duwen door een begeleider.

#### Compact en vouwbaar

De rolstoel is voorzien van wegklapbare, afneembare voetensteunen, afneembare achterwielen en vaste duwhandvatten. Deze compacte rolstoel is eenvoudig op te vouwen. Optioneel is de rolstoel te bestellen met comfort beensteunen of gipssteunen (beenlade).

#### Gegarandeerde veiligheid

Dit product is gecrashtest en is daarmee veilig voor taxi-vervoer.



*Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.*

Afwijkende maten leverbaar:  
extra brede rolstoelen of kinderrolstoelen

#### Technische gegevens

Max belasting	130 kg
Gewicht	18 kg
Tot. lengte incl. voetensteun	1010 mm
Zitbreedte	46 cm
Totale breedte	110 cm
Zitdiepte	45 cm
Zithoogte	54 cm
Zithoek	5°
Rughoogte	42 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.