

## Trippelstoel

Ideaal voor binnenshuis

### Voor meer bewegingsvrijheid

De trippelstoel is voor mensen die hun benen en/of voeten niet (lang) kunnen belasten, bijvoorbeeld bij spier-, gewrichts- of vermoeidheidsklachten. Met een trippelstoel kan men zich eenvoudig binnenshuis verplaatsen door het maken van korte stepbewegingen met de voeten.

### Comfortabel en functioneel

Het onderstel is zodanig vormgegeven dat er meer ruimte is om te trippelen. De remhendel is eenvoudig in te stellen in de juiste hoek en kan zowel links als rechts gemonteerd worden. De afneembare bekleding van zowel de zitting als de rug is van brandwerende stof en eenvoudig te reinigen.

### Naar eigen wens aan te passen

Door de modulaire opbouw, vele accessoires en instelmogelijkheden kan de trippelstoel makkelijk naar eigen wens worden aangepast. Deze trippelstoel is leverbaar in 2 verschillende onderstellen: mechanisch – en elektrisch hoog/ laag verstelling.



*Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.*

Technische gegevens		Technische gegevens	
Max belasting	150 kg	Zitdiepte	33-48 cm
Gewicht	24 kg	Zithoekverstelling	20°
Breedte onderstel	58 cm	Zithoogte (mechanisch)	42 - 57 cm
Lengte onderstel	60 cm	Zithoogte (elektrisch)	48 - 73 cm
Wiel diameter	10-15 cm	Rugsteun (lage rug)	35 x 30 cm
Bekleding	100% polyester, brandvertragend	Rugsteun (hoge rug)	35 x 44 cm
Zitbreedte tussen armsteunen	37-52 cm	Zitting	46 x 46 cm
		Armsteun ( ihv)	0-26 cm
		Breedte armsteun	32 x 4 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.