

Rubis

Mobiele, compleet uitgeruste verrijdbare douche unit

Het Rubis douche-in-bed systeem is het meest eenvoudig te transporteren systeem voor persoonlijke hygiëne. Het systeem is speciaal ontworpen voor diegenen die op bed gewassen dan wel verzorgd worden.

De mobiele, compleet uitgeruste douche unit en het waterbestendige laken bieden een hygiënische, efficiënte en comfortabele douche, ongeacht de mobiliteit van de gebruiker.

- Flexibele doucheslangen
- Reservoir voor schoon water en voor afvalwater met geïntegreerd desinfectansvat (inclusief een gebruiksvriendelijk waterbestendig laken welke eenvoudig op de bedhoeken kan worden geklemd)
- Na gebruik kan het vuile water eenvoudig worden afgevoerd in het toilet
- Verschillende accessoires, zoals voorraad (draad) manden en een waskom/fontein unit verkrijgbaar



Technische gegevens

Zwenkwielen	6 x 100 mm
Hoogte	106 cm
Diepte	58 cm
Breedte	94 cm
Gewicht	45 kg



Dit product wordt geleverd door Joerns.